


Technowood®

MICROSUCKER



テクノウッドマイクロサッカー

MICROSUCKER



- 吸引本体と吸引先端チップは接続して使用致します。
- 先端と本体が供給可能であり、術中において万が一の手術台からの落下においても、破損した部分のみの交換が可能です。
- 先端径は3.0mmと細く、吸引自体が術野の妨げになりません。
- 吸引器具への接続は内径6mmか1/4inchチューブの接続が可能です。

カタログ番号	規格	JAN コード
11-60025	30° セット*	4580101571983
11-60014	45° セット	4580101570047
11-60026	60° セット*	4580101671990
11-60015	90° セット*	4580101570054
11-60027	30° 吸引本体のみ*	4580101572003
11-60027	45° 吸引本体のみ	4580101570078
11-60017	60° 吸引本体のみ*	4580101572003
11-60028	90° 吸引本体のみ*	4580101570085
11-60016	吸引先端チップのみ	4580101570061

*受注製造

- ※ 本製品は滅菌されておきませんのでご使用時には添付文書に記載のある滅菌方法での滅菌をお願いします。
- ※ 製品の規格・外観は改良のため予告なく変更することがあります。

販売名：テクノウッドマイクロサッカー
製造販売届出番号：13B1X00141000031

T1301L05R1

